


甲硝唑注射液含量测定虚拟报告
19 高职药学 1 班第 X 批第 X 组 1-1 ***

一、实验成绩



二、全部操作日志



三、操作记录报告

高效液相色谱法测定甲硝唑注射液含量记录表格

甲硝唑对照品溶液		甲硝唑注射液供试品溶液	
称样量m对照品(mg)	12.5004	供试品取样V注射液(ml)	12.4457
稀释体积V对照品(ml)	100	稀释体积V稀释(ml)	100
保留时间tR对照品(min)		保留时间tR供试品(min)	
峰面积A对照品		峰面积A供试品	
进样量ul	10	进样量ul	10
浓度C对照品(mg/ml)	0.2500	浓度C供试品(mg/ml)	
含量限度(%)	99.0-101.0	供试品含量(%)	
结论	不符合要求		